

**Formblatt - Aufzeichnung der Konstanzprüfergebnisse nach DIN 6868-5
für Panoramaschichtgeräte/Fernröntgengeräte mit analogem Bildempfänger**

Betreiber: _____ _____ _____	20 ____ (Jahr)
Röntgengerät (Hersteller/Typ): _____ Standort (Raum): _____ Strahler-Nr.: _____ Entwicklungseinrichtung: _____	
Ausgangswerte für die Konstanzprüfung OPG: Röntgenfilm: _____ Verstärkungsfolie: _____ Röntgenröhrenspannung: _____ kV Röntgenröhrenstrom: _____ mA Umlaufzeit: _____ s Entw.-Temp.: _____ °C Entwicklungszeit: _____ min	
Ausgangswerte für die Konstanzprüfung FRS: Röntgenfilm: _____ Verstärkungsfolie: _____ Röntgenröhrenspannung: _____ kV Röntgenröhrenstrom: _____ mA Belichtungszeit: _____ s Entw.-Temp.: _____ °C Entwicklungszeit: _____ min	

Panoramaschichtaufnahmen					Fernröntgenaufnahmen				
Mo- nat	Datum	opt. Dichte ¹ (= /+/-/x)	Artefakt- freiheit	Nutzstrah- lenfeld (unbelichteter umlaufender Rand)	Mo- nat	Datum	opt. Dichte ¹ (= /+/-/x)	Artefakt- freiheit	Nutzstrah- lenfeld (unbelichteter umlaufender Rand)
Jan.					Jan.				
Feb.					Feb.				
März					März				
April					April				
Mai					Mai				
Juni					Juni				
Juli					Juli				
Aug.					Aug.				
Sept.					Sept.				
Okt.					Okt.				
Nov.					Nov.				
Dez.					Dez.				
Überprüfung des Dunkelraumes am:					Ergebnis:				

Legende:

1 = keine Veränderung | + dunkler, Tendenz höhere opt. Dichte | - heller, Tendenz geringere opt. Dichte | x zu hell oder zu dunkel
 Hinweis: Wird die Konstanzprüfung der Filmverarbeitung nicht mit dem Dentaltubusgerät durchgeführt (z.B. KFO), dann ist die wöchentliche Konstanzprüfung der Filmverarbeitung mit dem OPG/FRS durchzuführen.