

**Formblatt - Aufzeichnung der Konstanzprüfergebnisse nach DIN 6868-5
für intraorale Röntgeneinrichtungen mit konventionellem Bildempfänger
sowie der Filmverarbeitung**

Betreiber: _____ _____ _____	20 ____ (Jahr)
Röntgengerät (Hersteller/Typ): _____ Standort (Raum) _____ Strahler-Nr.: _____ Röntgenfilm: _____ Entwicklungseinrichtung: _____	
Ausgangswerte für die Konstanzprüfung: Belichtungszeit: _____ s Entw.-Temp.: _____ °C Röntgenröhrenspannung: _____ kV gewählte Tasten: _____ Röntgenröhrenstrom: _____ mA (z. B. Filmstufe/ Patientenangleich)	

KW	Entw.-temp. (° C)	opt. Dichte ¹ (= /+ /- /x)	Tubus in Ordnung ²	Chemie- wechsel (ja/nein)	KW	Entw.-temp. (° C)	opt. Dichte ¹ (= /+ /- /x)	Tubus in Ordnung ²	Chemie- wechsel (ja/nein)
1					27				
2					28				
3					29				
4					30				
5					31				
6					32				
7					33				
8					34				
9					35				
10					36				
11					37				
12					38				
13					39				
14					40				
15					41				
16					42				
17					43				
18					44				
19					45				
20					46				
21					47				
22					48				
23					49				
24					50				
25					51				
26					52				
Überprüfung des Dunkelraumes am:					Ergebnis:				

Legende:
 1 = keine Veränderung | + dunkler, Tendenz höhere opt. Dichte | - heller, Tendenz geringere opt. Dichte | x zu hell oder zu dunkel
 2 mechanische Unversehrtheit